


ディスポーザブル内幕

医療用 陰・陽圧エアートtent NP-45専用

汚れが付着したら使い捨て、新しいものと交換できる

医療現場の声に対応した 感染症対策用テント内幕



POINT 1

ディスポーザブル商品

汚れが付着したら使い捨て、新しいものと交換できます
(※医療廃棄物として適法法令に従い適切に廃棄してください)

POINT 2

陰圧・陽圧どちらにも対応可能

陰圧空間で使用してもディスポーザブル内幕が
めくれたり、剥がれたりする心配はありません

POINT 3

購入済みのテントにも取り付け可能

購入済みのNP-45も台座テープ(別売)を使用することで
ディスポーザブル内幕対応仕様にアップグレードできます

POINT 4

感染の原因となる飛沫・体液・血液の浸透を防御

撥水性に優れるPPフィルム付き不織布採用
高いレベルで液体防御性を発揮します

POINT 5

軽量かつ面ファスナー方式なので着脱も楽々

NP-45ディスポーザブル内幕取り付け
所要時間約14分(2人作業推奨)



面ファスナー方式



取り付け作業(側面)



取り付け完成



取り付け動画

アニメーション
と実際の映像
を用いて取り
付け方を紹介
しています。



Attention

ディスポーザブル内幕の構造・性能を深掘り



AAMI レベル
ウイルスバリア性
レベル4 相当品

AAMI レベル
人工血液バリア性
レベル4 相当品

AAMIレベル詳細情報

二次元バーコードより液体防御性基準 (AAMI) とNP-45ディスポーザブル内幕の性能試験結果がご覧いただけます。



製品スペック

製品スペック		
商品名	ディスポーザブル内幕	台座テープ (別売)
梱包寸法	520×420×190 (mm)	460×400×110 (mm)
梱包重量	約5kg/式	約3kg/式
内容・数量	前面 (入口側)・1枚 後面 (アコン側)・1枚 側面 (左右)・各1枚	①～⑦テープ・計14枚 (各2枚ずつ) 側面用テープ・計5本
主材料	ポリエステル40% ポリプロピレン60%	ナイロン (面ファスナー)
生産国	日本	日本
対応機種	アキレスエアートtent NP-45	アキレスエアートtent NP-45
販売価格	68,200円 (税込)	37,400円 (税込)

アキレス株式会社

防災事業部 防災販売部

本社：〒169-8885 東京都新宿区北新宿2-21-1 新宿フロントタワー

TEL 03-5338-9360 FAX 03-5338-9369

関西支社：TEL 06-4707-2315 FAX 06-4707-2305

北海道営業所：TEL 011-806-2012 FAX 011-806-2015

九州営業所：TEL 092-477-8377 FAX 092-477-8477

■このカタログの内容は2024年7月現在のものです。■掲載されている仕様は予告なく変更することがあります。

<https://www.achilles.jp>

